

## MULTI FONCTIONS :

### 1. « CLEAN » :

nettoyage de la peau, élimination des impuretés  
Radio-fréquence + ionisation positive  
( lingette en coton maintenue grâce à la bague aimantée sur la tête de l'appareil )

### 2.« MOISTURE » :

hydratation intense  
nourrit en profondeur  
massage  
sublimation des soins  
Radio-fréquence + ionisation négative

### 3. « EM SUP » :

électro-stimulation  
stimulation des muscles du visage et du corps  
Radio-fréquence

### 4. «RF LED » :

soin anti-rides  
traitement anti-âge  
stimulation du collagène  
Radio-fréquence + chaleur + leds rouges

### 5. «COOL » :

reserre les pores de la peau  
décongestionne (cernes, poches ...)  
amélioration du teint  
froid + leds bleues

## MODE D'EMPLOI :

- . Appuyer longuement sur la touche «MODE» pour allumer votre **NEO-DERM**
- . Appuyer brièvement sur la touche «MODE» pour sélectionner la fonction
- . Utiliser la touche «LEVEL» pour modifier l'intensité du soin, Débuter chaque soin en «LEVEL 1»
- . Appuyer longuement sur «MODE» pour éteindre votre **NEO-DERM**
- . Recharger votre **NEO-DERM** sur secteur grâce au chargeur fourni
- . Enlever la bague aimantée de votre **NEO-DERM** pour vos soins
- . Placer la bague aimantée pour fixer votre lingette nettoyante pour le soin «CLEAN»

## CONTRE-INDICATIONS :

Interdit aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes assujetties aux maladies de peau ( brulure, eczéma,...), aux personnes munies d'un pacemaker ou assujetties à des maladies cardiaques, auto-immunes, diabète, implants dentaires, piercing, troubles de la coagulation sanguine.

Ne pas utiliser votre **NEO-DERM** dans l'oeil, la bouche ou sur la zone thyroïdale.

Ne pas mettre votre produit dans l'eau ou proche d'une source de chaleur.

Ne pas ouvrir l'appareil.